

Χημεία των ιόντων των μεταβατικών μετάλλων 1 (με υδροξείδιο του νατρίου)

Φορέστε προστατευτικά ματιών

Προσθήκη διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,4 M

Προσθέστε 2 σταγόνες διαλύματος άλατος 0,1 M στην κεντρική γραμμή κάθε κύκλου.

Σε κάθε κύκλο της πάνω σειράς, προσθέστε μία σταγόνα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,4 M. Ανακατέψτε με μία αιχμηρή ξύλινη σχίζα.

Σε κάθε κύκλο της κάτω σειράς, προσθέστε 6 σταγόνες διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,4 M. Ανακατέψτε με μία αιχμηρή ξύλινη σχίζα.

